

| FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006) |            |                |          |                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ducera Liquid B                             |            |                |          |                                                                                     |
| Version:                                    | 2.3 / FR   | N° du matériau |          |  |
| Date de révision:                           | 29.04.2025 | spécification  | 158223   |                                                                                     |
| Date de création:                           | 12.10.2006 | VA-Nr          | 02039528 |                                                                                     |
| remplace la version:                        | 2.2        |                |          |                                                                                     |
| Page:                                       | 1 / 8      |                |          |                                                                                     |

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial

Ducera Liquid B

N° d'enregistrement REACH:

si disponible, indiqué au chap. 3
- 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes

Uniquement pour une utilisation dentaire.
- 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société

DeguDent GmbH

Postfach 1364

D-63403 Hanau

Téléphone

+49 (0)6181/59-5576

Téléfax

+49 (0)6181/59-5751

Adresse e-mail

SDB.Degudent-DE@dentsplysirona.com
- 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Renseignements en cas d'urgence

+49 (0)6181/59-50 (Ce numéro de téléphone n'est valable que pendant les heures de bureau.)

SECTION 2: Identification des dangers

- 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le décret (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Selon le décret (CE) n° 1272/2008, pas de mélange dangereux.
- 2.2. Éléments d'étiquetage

Marquage selon (CE) 1272/2008

Base légale

Selon le décret EU-CLP (1272/2008), non soumis à une obligation de marquage.
- 2.3. Autres dangers

Une appréciation PBT/vPvB n'est pas disponible car une appréciation de sécurité chimique n'est pas nécessaire / n'a pas été effectuée.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

- Nature chimique

La préparation contient :, Huile aromatique
- 3.1. Substances

-
- 3.2. Mélanges

Informations sur les composants / Composants dangereux selon le décret EU-CLP (CE) no. 1272/2008

|                       |           |        |           |
|-----------------------|-----------|--------|-----------|
| • hydroxyde de sodium |           | < 0,5% |           |
| No.-CAS               | 1310-73-2 | No.-CE | 215-185-5 |
| Skin Corr. 1A         |           | H314   |           |

| FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006) |            |                |          |                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ducera Liquid B                             |            |                |          |                                                                                     |
| Version:                                    | 2.3 / FR   | N° du matériau |          |  |
| Date de révision:                           | 29.04.2025 | spécification  | 158223   |                                                                                     |
| Date de création:                           | 12.10.2006 | VA-Nr          | 02039528 |                                                                                     |
| remplace la version:                        | 2.2        |                |          |                                                                                     |
| Page:                                       | 2 / 8      |                |          |                                                                                     |

| • polypropylèneglycol |            |
|-----------------------|------------|
| No.-CAS               | 25322-69-4 |

Textes des phrases H, voir au chapitre 16

SECTION 4: Premiers secours

- 4.1.

Description des premiers secours

Enlever tout vêtement souillé ou imprégné.

Inhalation

Amener la personne concernée à l'air frais.

Contact avec la peau

Laver abondamment à l'eau.

Contact avec les yeux

Laver immédiatement les yeux à grande eau, paupières ouvertes, pendant au moins 10 minutes.

Faire examiner par l'ophtalmologiste.

Ingestion

Rincer la bouche à l'eau.

Appeler un médecin.
- 4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes

Pas d'information disponible.
- 4.3.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Lors d'une sensibilisation de la peau et d'un rapport de cause à effet confirmé, aucune autre exposition ne devrait être autorisée

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- 5.1.

Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié:

Eau pulvérisée

Mousse

poudre extinctrice

Dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d'extinction inappropriés:

Jet d'eau à grand débit
- 5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Le produit lui-même ne brûle pas.
- 5.3.

Conseils aux pompiers

Utiliser l'équipement de protection habituel lors des incendies.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- 6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter des gants appropriés.
- 6.2.

Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser le produit atteindre les éléments suivants:, les cours d'eau, eau souterraine, les eaux usées
- 6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recueillir mécaniquement avec un matériau absorbant et collecter dans un récipient adéquat.

Elimination conformément aux prescriptions prévues par les autorités locales.

Matériau liant adéquat:                   absorbant universel
- 6.4.

Référence à d'autres sections

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)

## Ducera Liquid B

Version: 2.3 / FR  
Date de révision: 29.04.2025  
Date de création: 12.10.2006  
remplace la version: 2.2  
Page: 3 / 8

N° du matériau  
spécification 158223  
VA-Nr 02039528



Porter un équipement de protection individuel; voir section 8.

Considérations relatives à l'élimination; voir section 13.

### SECTION 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Système d'aspiration.

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

##### Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

##### Stockage

Conserver bien fermé dans le fût d'origine.

Matériaux inadéquats Aluminium, étain, Zinc

##### Classe de stockage (Allemagne)

12 - Substances liquides non combustibles

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Nous n'avons actuellement pas connaissance d'applications finales spécifiques qui dépassent le cadre des indications fournies au point 1.

### SECTION 8: Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

| • hydroxyde de sodium  |                        |        |                                                             |
|------------------------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| No.-CAS                | 1310-73-2              | No.-CE | 215-185-5                                                   |
| Paramètres de contrôle | 2 mg/m3                |        | Valeur Moyenne d'Exposition à court terme (VME):(INRS (FR)) |
|                        | limite indicative (VL) |        |                                                             |

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

##### Mesures d'ordre technique

Système d'aspiration.

##### Équipement de protection individuelle

##### Protection des mains

Protection préventive de la peau, Utiliser régulièrement une crème protectrice.

Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique., Le temps de pénétration peut être obtenu du fournisseur de gants de protection et il doit en être tenu compte.

Matériau de gants Caoutchouc fluoré (FKM)

Épaisseur du matériau 0,4 mm

délai de rupture 480 min

Méthode Source: base de données GESTIS (système d'information sur les matières dangereuses des caisses de prévoyance des accidents)

Matériau de gants caoutchouc butyle

Épaisseur du matériau 0,5 mm

délai de rupture 480 min

Méthode Source: base de données GESTIS (système d'information sur les matières dangereuses des caisses de prévoyance des accidents)

Porter des gants de protection réalisés dans les matériaux suivants:., résiste aux alcalins

Matériau de gants Polychloroprène (CR)

Épaisseur du matériau 0,5 mm

délai de rupture 480 min

Méthode Source: base de données GESTIS (système d'information sur les matières dangereuses des caisses de prévoyance des accidents)

Matériau de gants PVC

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)****Ducera Liquid B**

Version: **2.3 / FR**  
Date de révision: **29.04.2025**  
Date de création: **12.10.2006**  
remplace la version: **2.2**  
Page: **4 / 8**

N° du matériau  
spécification **158223**  
VA-Nr **02039528**



Épaisseur du matériau 0,5 mm

délai de rupture 480 min

Méthode Source: base de données GESTIS (système d'information sur les matières dangereuses des caisses de prévoyance des accidents)

**Protection des yeux/du visage**

Lunettes de sécurité avec protections latérales

**Mesures d'hygiène**

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité., Pendant le travail, ne pas manger, boire, fumer, priser. Avant les pauses et à la fin des travaux, se laver les mains et/ou le visage.

**Mesures de protection**

Pour éviter tout contact avec la peau/les yeux, utiliser une protection pour les mains, les yeux et le corps.

**SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Aspect**

|               |          |
|---------------|----------|
| Forme         | liquide  |
| Couleur       | incolore |
| état physique | liquide  |

|       |        |
|-------|--------|
| Odeur | fruité |
|-------|--------|

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Seuil olfactif : | donnée non disponible |
|------------------|-----------------------|

|    |         |         |     |
|----|---------|---------|-----|
| pH | env. 13 | Milieu: | eau |
|----|---------|---------|-----|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Point/intervalle de fusion | env. 0 °C |
|----------------------------|-----------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Point/intervalle d'ébullition | env. 100 °C |
|-------------------------------|-------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Point d'éclair | non applicable |
|----------------|----------------|

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Vitesse d'évaporation | donnée non disponible |
|-----------------------|-----------------------|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Inflammabilité (solide, gaz) | non applicable |
|------------------------------|----------------|

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Limite d'explosivité, inférieure | non applicable |
|----------------------------------|----------------|

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Limite d'explosivité, supérieure | non applicable |
|----------------------------------|----------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Pression de vapeur | donnée non disponible |
|--------------------|-----------------------|

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Densité de vapeur | donnée non disponible |
|-------------------|-----------------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Densité | env. 1,15 g/cm3 |
|---------|-----------------|

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Densité relative | donnée non disponible |
|------------------|-----------------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Hydrosolubilité | soluble |
|-----------------|---------|

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | donnée non disponible |
|---------------------------------------|-----------------------|

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Auto-inflammabilité | Non auto-inflammable, non autoréchauffable. |
|---------------------|---------------------------------------------|

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Décomposition thermique | donnée non disponible |
|-------------------------|-----------------------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Viscosité, dynamique | donnée non disponible |
|----------------------|-----------------------|

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)****Ducera Liquid B**

Version: **2.3 / FR**  
Date de révision: **29.04.2025**  
Date de création: **12.10.2006**  
remplace la version: **2.2**  
Page: **5 / 8**

N° du matériau  
spécification **158223**  
VA-Nr **02039528**



Viscosité, cinématique donnée non disponible

Explosibilité non explosif

Propriétés comburantes Non comburant

**9.2. Autres informations**

Corrosion du métal Compte tenu des expériences pratiques, pas à attendre lors de l'utilisation.

Densité de vapeur relative donnée non disponible

Autres informations D'autres données physico-chimiques ne seront pas déterminées.

**SECTION 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

donnée non disponible

**10.2. Stabilité chimique**

Ce produit est chimiquement stable.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Possibilité de réactions dangereuses Pas de réactions dangereuses connues.

**10.4. Conditions à éviter**

Aucun(e) à notre connaissance.

**10.5. Matières incompatibles**

Acides, Sels d'ammonium

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

aucun(e) connu(e)

**SECTION 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

*Des analyses expérimentales sur les animaux n'existent pas pour cette préparation.*

Toxicité aiguë par voie orale donnée non disponible

Toxicité aiguë par inhalation donnée non disponible

Toxicité aiguë par pénétration cutanée donnée non disponible

Irritation de la peau donnée non disponible

Irritation oculaire donnée non disponible

Sensibilisation donnée non disponible

Toxicité à dose répétée donnée non disponible

Appréciation mutagénité donnée non disponible

Cancérogénicité Pas de donnée disponible

Toxicité pour la reproduction Pas de donnée disponible

| FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006) |            |                |          |                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ducera Liquid B                             |            |                |          |                                                                                     |
| Version:                                    | 2.3 / FR   | N° du matériau |          |  |
| Date de révision:                           | 29.04.2025 | spécification  | 158223   |                                                                                     |
| Date de création:                           | 12.10.2006 | VA-Nr          | 02039528 |                                                                                     |
| remplace la version:                        | 2.2        |                |          |                                                                                     |
| Page:                                       | 6 / 8      |                |          |                                                                                     |

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

*Cette produit ne fait l'objet d'aucun examen de toxicologie de l'environnement.*

Toxicité pour les poissons Pas de donnée disponible

Toxicité envers les invertébrés aquatiques Pas de donnée disponible

toxicité chronique poissons Pas de donnée disponible

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Biodégradabilité donnée non disponible

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation donnée non disponible

### 12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité Pas de donnée disponible

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Une appréciation PBT/vPvB n'est pas disponible car une appréciation de sécurité chimique n'est pas nécessaire / n'a pas été effectuée.

### 12.6. Autres effets néfastes

Information supplémentaire Poussières et formes hydrosolubles de l'alliage; Éviter une pénétration dans le sol, les eaux et les égouts.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Produit

Elimination conformément aux prescriptions prévues par les autorités locales.

#### Emballages non nettoyés

Elimination conformément aux prescriptions prévues par les autorités locales.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

**Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.**

- |                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 14.1. Numéro ONU:                                            | --  |
| 14.2. Nom d'expédition des Nations unies:                    | --  |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:                 | --  |
| 14.4. Groupe d'emballage:                                    | --  |
| 14.5. Dangers pour l'environnement:                          | --  |
| 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | Non |

## SECTION 15: Informations réglementaires



**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)****Ducera Liquid B**

Version: **2.3 / FR**  
Date de révision: **29.04.2025**  
Date de création: **12.10.2006**  
remplace la version: **2.2**  
Page: **8 / 8**

N° du matériau  
spécification **158223**  
VA-Nr **02039528**



|              |                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IATA</b>  | Association internationale de transport par avion                                                                                                |
| <b>ICAO</b>  | Organisation internationale d'aviation civile                                                                                                    |
| <b>IMDG</b>  | Code international des marchandises dangereuses sur l'eau                                                                                        |
| <b>ISO</b>   | Organisation internationale de normalisation                                                                                                     |
| <b>LOAEL</b> | Dose la plus basse d'une substance chimique administrée pour laquelle des lésions ont encore été observées dans le cadre d'expériences animales. |
| <b>LOEL</b>  | Dose la plus basse d'une substance chimique administrée pour laquelle des effets ont encore été observés dans le cadre d'expériences             |
| <b>NOAEL</b> | Dose maximale d'une substance ne laissant aucune lésion reconnaissable et mesurable même lors d'une absorption continue.                         |
| <b>NOEC</b>  | Concentration sans effet pouvant être observé                                                                                                    |
| <b>NOEL</b>  | Dose sans effet pouvant être observé                                                                                                             |
| <b>o. c.</b> | réipient ouvert                                                                                                                                  |
| <b>OECD</b>  | Organisation pour la coopération et le développement économiques                                                                                 |
| <b>OEL</b>   | Valeurs limites d'air au poste de travail                                                                                                        |
| <b>PBT</b>   | Persistant, bio-accumulatif, toxique                                                                                                             |
| <b>PEC</b>   | Concentration dans l'environnement annoncée                                                                                                      |
| <b>PNEC</b>  | Concentration prévue dans le milieu environnemental respectif pour laquelle plus aucun effet nocif pour l'environnement ne se produit.           |
| <b>REACH</b> | Enregistrement REACH                                                                                                                             |
| <b>RID</b>   | Réglementation relative au transport international de marchandises dangereuses sur rail                                                          |
| <b>STOT</b>  | Toxicité spécifique pour les organes cibles                                                                                                      |
| <b>SVHC</b>  | Substances liées à des craintes particulières                                                                                                    |
| <b>TA</b>    | Instruction technique                                                                                                                            |
| <b>TPR</b>   | Troisième en tant que représentant (par. 4)                                                                                                      |
| <b>TRGS</b>  | Règles techniques pour les matières dangereuses                                                                                                  |
| <b>VCI</b>   | Association enregistrée de l'industrie chimique                                                                                                  |
| <b>vPvB</b>  | très persistant, très bio-accumulable                                                                                                            |
| <b>VOC</b>   | substances organiques volatiles                                                                                                                  |
| <b>VwVwS</b> | Prescription administrative pour la classification de substances menaçant l'eau                                                                  |
| <b>WGK</b>   | Classe de contamination de l'eau                                                                                                                 |
| <b>WHO</b>   | Organisation mondiale de la santé                                                                                                                |