

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vitique Cement**

Bearbejdningsdato: 15.04.2021

Katalog nr.: 1040

Side 1 af 5

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

Vitique Cement

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet eller blandingen**

kun til dental brug

**Anvendelser som frarådes**

gravide eller ammende mennesker bør ikke arbejde med farlige stoffer

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

|             |                                          |                                 |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Virksomhed: | DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |                                 |
| Gade:       | Elbgaustraße 248                         |                                 |
| By:         | D-22547 Hamburg                          |                                 |
| Telefon:    | +49. (0) 40. 84006-0                     | Telefax: +49. (0) 40. 84006-222 |
| E-mail:     | info@dmg-dental.com                      |                                 |
| Internet:   | www.dmg-dental.com                       |                                 |

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farekategorier:

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Dam. 1

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering: Skin Sens. 1

Risikosætninger:

Forårsager alvorlig øjenskade.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**2.2. Mærkningselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Signalord: Fare

Piktogrammer:

**Faresætninger**

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Sikkerhedssætninger**

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hørevern.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger****Kemisk karakterisering**

Kemisk karakteristisk (tilberedning): Akrylat.-harpiks.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vitique Cement**

Bearbejdningsdato: 15.04.2021

Katalog nr.: 1040

Side 2 af 5

**Farlige komponenter**

| CAS nr.   | Kemisk betegnelse                                                         |           |           | Mængde    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|           | EF nr.                                                                    | Indeksnr. | REACH nr. |           |
|           | Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                            |           |           |           |
| 1565-94-2 | Bis-GMA                                                                   |           |           | 25 - 35 % |
|           | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H319 H317 H335 |           |           |           |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

**Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier**

| CAS nr.   | EF nr. | Kemisk betegnelse                                           | Mængde    |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|           |        | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier |           |
| 1565-94-2 |        | Bis-GMA                                                     | 25 - 35 % |
|           |        | oral: LD50 = 5000 mg/kg                                     |           |

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Hvis det indåndes**

Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling.

**I tilfælde af hudkontakt**

Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand og sæbe.

**I tilfælde af øjenkontakt**

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

**Ved indtagelse**

Tilkald straks læge.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**Vandstøvstråle. Slukningspulver. Sand. Skum. Kuldioxid (CO<sub>2</sub>).**Uegnede slukningsmidler**

Hel vandstråle.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Brug særligt arbejdstøj.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning****Andre oplysninger**

Skal optages mekanisk.

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Emballagen skal holdes tæt lukket. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Undgå kontakt

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vitique Cement**

Bearbejdningsdato: 15.04.2021

Katalog nr.: 1040

Side 3 af 5

med øjnene.

**Råd om generel hygiejne**

Tilsmudset tøj tages straks af. Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

Må kun lagres i originalbeholdere.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****Øvrige råd-Kontrolparametre**

Hidtil er der ikke fastlagt nationale grænseværdier.

**8.2. Eksponeringskontrol**

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Tætsluttende beskyttelsesbrille.

**Håndværn**

Der skal bære godkendte handsker: Egnede materialer: NBR (Nitrilkautsjuk).

**Åndedrætsværn**

Følgende skal undgås: indånding.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                                                |           |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Tilstandsform:                                                 | Pasta     |                       |
| Farve:                                                         | gul       |                       |
| Lugt:                                                          | af: ester |                       |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt<br>og kogepunktsinterval: |           | >200 °C               |
| Dekomponeringstemperatur:                                      |           | >60 °C                |
| pH-værdien:                                                    |           | 2.5                   |
| Vandopløselighed:<br>(ved 20 °C)                               |           | 5% g/L                |
| Damptryk:<br>(ved 20 °C)                                       |           | 1 hPa                 |
| Massefylde:                                                    |           | 1.9 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ dampmassefylde:                                        |           | > 1                   |

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.4. Forhold, der skal undgås**

hede. Lys.

nedbrydning sker fra temperaturer på: 60 °C

**10.5. Materialer, der skal undgås**

radikaldannere. Skal holdes fjernt fra stærke syrer, baser, tungmetalsalte og reducerede stoffer.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vitique Cement**

Bearbejdningsdato: 15.04.2021

Katalog nr.: 1040

Side 4 af 5

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ved brand kan der opstå: gasser / pampe, irriterende. (Akrylat., stikkende)

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****ATEmix testet**

|            |                        |                |                    |
|------------|------------------------|----------------|--------------------|
| LD50, oral | Dosis<br>> 10000 mg/kg | Arter<br>Rotte | Kilde<br>beregnet. |
|------------|------------------------|----------------|--------------------|

**Akut toksicitet**

| CAS-nr.   | Kemisk betegnelse |                    |       |                 |        |
|-----------|-------------------|--------------------|-------|-----------------|--------|
|           | Eksponeringsvej   | Dosis              | Arter | Kilde           | Metode |
| 1565-94-2 | Bis-GMA           |                    |       |                 |        |
|           | oral              | LD50<br>mg/kg 5000 | Rotte | Litteraturværdi |        |

**Irriterende og ætsende virkninger**

Virker irriterende i øjnene. stærkt irriterende. Risiko for alvorlig øjenskade.

**Sensibiliserende virkninger**

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

ingen data disponible

**Gentagne STOT-eksponeringer**

ingen data disponible

**Andre informationer til godkendelser**

Indeholder Methacrylic esters.: Kan udløse allergisk reaktion.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Må ikke kommes i kloakfløb eller vandløb. Indslæb i miljøet skal undgås.  
Ikke godkendt blanding.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser ved bortskaffelse**

Kan under overholdning af forskrifterne og efter aftale med renovationen og de ansvarlige myndigheder afbrændes sammen med husholdningsaffald.  
Pasta: Skal tilføres en forbrænding af særligt affald under iagttagelse af myndighedernes regler.

**Affaldsnummer - overskud**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vitique Cement**

Bearbejdningsdato: 15.04.2021

Katalog nr.: 1040

Side 5 af 5

180106 AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING); Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker; Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer; farligt affald

**PUNKT 14: Transportoplysninger****Andre oplysninger**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****National regulativ information**

Vandfareklasse (D): 2 - skadeligt for vand

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| H315 | Forårsager hudirritation.               |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion.    |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.          |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.     |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene. |

**Yderligere information**

-

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vitique Try-In**

Bearbejdningsdato: 26.09.2019

Katalog nr.: 1065

Side 1 af 5

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

Vitique Try-In

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Virksomhed: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH  
Gade: Elbgaustraße 248  
By: D-22547 Hamburg  
Telefon: +49. (0) 40. 84006-0 Telefax: +49. (0) 40. 84006-222  
E-mail: info@dmg-dental.com  
Internet: www.dmg-dental.com

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

**2.2. Mærkningselementer****2.3. Andre farer**

ingen

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger****Kemisk karakterisering**

mixture of polyethylene glycol and glass filler

**Farlige komponenter**

| CAS nr.   | Kemisk betegnelse                                                         |           |           | Mængde |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|           | EF nr.                                                                    | Indeksnr. | REACH nr. |        |
|           | Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                            |           |           |        |
| 1565-94-2 | Bis-GMA                                                                   |           |           | < 1 %  |
|           | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H319 H317 H335 |           |           |        |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

**Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier**

| CAS nr.   | EF nr. | Kemisk betegnelse                                           | Mængde |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|
|           |        | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier |        |
| 1565-94-2 |        | Bis-GMA                                                     | < 1 %  |
|           |        | oral: LD50 = 5000 mg/kg                                     |        |

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Hvis det indåndes**

Sørg for frisk luft.

**I tilfælde af hudkontakt**

Vask grundigt med vand. Alt tilsmudset tøj tages af.

**I tilfælde af øjenkontakt**

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vitique Try-In**

Bearbejdningsdato: 26.09.2019

Katalog nr.: 1065

Side 2 af 5

**Ved indtagelse**

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

let irriterende men ikke relevant for klassificering.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**Vand , Kuldioxid (CO<sub>2</sub>) , Skum , Slukningspulver**Uegnede slukningsmidler**

ingen

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Brændbart stof

Dampe er tungere end luft.

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Inhaler ikke eksplosions- og brandgasser.

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

**Andre informationer**

Slukningsvand må ikke nå ud i kloaken eller vandløb.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

For ikke-indsatspersonel : Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Sørg for tilstrækkelig udluftning. , Evakuer området.

Bemærk: Planer for nødstilfælde

For indsatspersonel : Personlige værnemidler: se punkt 8

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning****Andre oplysninger**

Afløb bør afdækkes. .

**6.4. Henvielse til andre punkter**

Destruktion: se punkt 13

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Andre informationer**

Bemærk brugsanvisning på etiketten.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Bemærk brugsanvisning på etiketten.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vitique Try-In**

Bearbejdningsdato: 26.09.2019

Katalog nr.: 1065

Side 3 af 5

**8.1. Kontrolparametre****Grænseværdier for luftforurening**

| CAS-nr.    | Stof/materiale               | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Kategori       | Kilde |
|------------|------------------------------|-----|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| 128-37-0   | 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol   | -   | 10                |                     | Gennemsnit 8 h |       |
| 1309-37-1  | Jernoxid, beregnet som Fe    | -   | 3,5               |                     | Gennemsnit 8 h |       |
| 13463-67-7 | Titandioxid, beregnet som Ti | -   | 6                 |                     | Gennemsnit 8 h |       |

**DNEL/DMEL værdier**

| CAS-nr.                     | Stof/materiale                   |                 |           |                                    |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|
| DNEL type                   |                                  | Eksponeringsvej | Effekt    | Værdi                              |
| 128-37-0                    | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol |                 |           |                                    |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                                  | inhalativ       | systemisk | 3,5 mg/m <sup>3</sup>              |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                                  | dermal          | systemisk | 0,5 mg/kg<br>legemsvægt pr.<br>dag |

**PNEC værdier**

| CAS-nr.                           | Stof/materiale                   |               |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Delmiljø                          |                                  | Værdi         |
| 128-37-0                          | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol |               |
| Ferskvand                         |                                  | 0,000199 mg/l |
| Ferskvand (periodevis frigivelse) |                                  | 0,00199 mg/l  |
| Havvand                           |                                  | 0,000199 mg/l |
| Ferskvandssediment                |                                  | 0,0996 mg/kg  |
| Havvandssediment                  |                                  | 0,00996 mg/kg |
| Jord                              |                                  | 0,04769 mg/kg |

**8.2. Eksponeringskontrol****Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler****Beskyttelse af øjne/ansigt**

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

**Håndværn**

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksposering af miljøet**

Må ikke tømmes i kloakafløb.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform: flydende: Pasta

Farve:

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt  
og kogepunktsinterval:

&gt; 200 °C

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vitique Try-In**

Bearbejdningsdato: 26.09.2019

Katalog nr.: 1065

Side 4 af 5

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Der foreligger ingen oplysninger.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Må ikke udsættes for varme.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Der foreligger ingen oplysninger.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****ATEmix testet**

|            | Dosis      | Arter  | Kilde                |
|------------|------------|--------|----------------------|
| LD50, oral | 8800 mg/kg | rattus | ATE mix., calculated |

**Akut toksicitet**

| CAS-nr.   | Kemisk betegnelse |               |       |       |                 |
|-----------|-------------------|---------------|-------|-------|-----------------|
|           | Eksponeringsvej   | Dosis         | Arter | Kilde | Metode          |
| 1565-94-2 | Bis-GMA           |               |       |       |                 |
|           | oral              | LD50<br>mg/kg | 5000  | Rotte | Litteraturværdi |

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Der foreligger ingen oplysninger.

**12.4. Mobilitet i jord**

Der foreligger ingen oplysninger.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

**Andre informationer**

Indslæb i miljøet skal undgås.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser ved bortskaffelse**

Destrueres efter gældende bestemmelser. ( Nationale bestemmelser )

**PUNKT 14: Transportoplysninger****Landtransport (ADR/RID)**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vitique Try-In**

Bearbejdningsdato: 26.09.2019

Katalog nr.: 1065

Side 5 af 5

**Andre relevante oplysninger (Landtransport)**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**Indenrigsskibstransport (ADN)****Andre relevante oplysninger (Indenrigsskibstransport)**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**Skibstransport (IMDG)****Andre relevante oplysninger (Skibstransport)**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)****Andre relevante oplysninger (Fly transport)**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****National regulativ information**

Vandfareklasse (D): 1 - svagt skadeligt for vand

**Andre informationer**

Der er ikke gennemført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering af dette stof.

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke gennemført nogen sikkerhedsvurdering af dette stof.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| H315 | Forårsager hudirritation.               |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion.    |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.     |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene. |

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)